

# علم الأحياء العام

## General biology

### المرحلة: الأولى


### قسم : العلوم

### كلية التربية الأساسية

إعداد المدرس المساعد . اسراء رضوان علي

### المختبر الرابع

#### Lab 4



## الخلية The Call


الخلية : هي اصغر وحدة حية في الكائن الحي وهي الوحدة البنائية التي تتكون منها أشكال الحياة المختلفة .

تقسام الكائنات الحية من وجهة نظر علم الخلية إلى قسمين رئيسيين هما :

1- **الخلايا حقيقية النواة Eukaryotic cell** : هي الخلايا الاكثر تقدما وتعقيدا تكون متعددة الخلايا ولها عضيات خلوية محاطة بغشاء مزدوج و المادة النووية محاطة بغشاء نووي و تتكاثر جنسيا بالانقسام الاختزالي و لا جنسيا بالانقسام الخطي مثل الخلايا الموجودة في النباتات و الحيوانات .

2- **الخلايا بدائية النواة Prokaryotic cell**: تمتاز بكونها كائنات احادية الخلية عديمة النواة او العضيات المحاطة بغشاء حيث تمتلك المادة الوراثية ولكنها ليست ضمن محتويات النواة وهي وحيدة الخلية او احادية الخلية مثل البكتيريا Bacteria .

وفيما يلي مخطط يبين تقسم الكائنات الحية حسب نوع الخلايا



## ■ مقارنة بين الخلايا بدائية النواة و الخلايا حقيقية النواة


كائنات حقيقية النواة <b>Eukaryote</b>	كائنات بدائية النواة <b>Prokaryote</b>
1. تتراوح أقطار حقيقية النواة من 10 إلى 100 ميكرومتر.	1. قطر الخلايا بدائية النواة 0.1-5.0 ميكرومتر.
2. متعددة الخلايا	2. وحيدة الخلية
3. تحتوي على أنوية حقيقية محاطة بغشاء نووي.	3. لا تحتوي على أنوية حقيقية
4. الـ DNA خطى يوجد داخل النواة المحاطة بغلاف نووي.	4. الـ DNA حلقي حر في السايتوبلازم.
5. الجدار الخلوي موجود أحياناً في النباتات والفطريات حيث يحتوي في النبات على السيليلوز والكتين.	5. يحتوي الجدار الخلوي على البيتيدوجلايكان ( عديد التسكر متعدد الأحماض الأمينية ) .
6. تحتوي على عضيات محاطة بأغشية. مثل الميتوكندريا والكلوروبلاست (في الخلايا النباتية)	6. لا تحتوي على عضيات محاطة بأغشية.
7. التكاثر بالأنشطار والتكاثر الجنسي نادر.	7. التكاثر بالأنشطار والتكاثر الجنسي نادر.
8. مثال عليها معظم المخلوقات الحية.	8. مثال عليها البكتيريا

■ تحضير شريحة حيوانية لخلايا الخد البشرية **Preparing human cheek cells**المواد المستخدمة : **Materials**

- 1) شرائح زجاجية **Glass microscope slides**
- 2) أغطية شرائح **Plastic cover slips**
- 3) مناديل ورقية او مناشف ورقية **Paper towels or tissue**
- 4) محلول أزرق المثيلين بتركيز (0.5% to 1) **Methylene Blue solution**
- 5) ماصة بلاستيكية او قطاره **Plastic pipette or dropper**
- 6) أعواد اسنان او مسحات قطنية معقمة **Sterile, individually packed cotton swabs**

## طرق العمل

- 1- خذ قطعة قطن نظيفة او العود الخشبية وحرك العود من الأعلى و الاسفل بلهف للجدار الداخلي للفم
- 2- قم بمسح قطعة القطن او العود الخشبية على منتصف شريحة المجهر لمدة 2 إلى 3 ثواني.
- 3- أضف قطرة من محلول الميثيلين الأزرق ثم ضع غطاء الشريحة. يعتبر أزرق الميثيلين المركز ساماً إذا تم تناوله. ارتدي القفازات عند التعامل به.
- 4- قم بإزالة أي محلول زائد عن طريق السماح لمنشفة ورقية بلمس أحد جوانب غطاء الشريحة. ضع الشريحة على المجهر وفحصها تحت قوة تكبير  $\times 4$  ومن ثم فحصها بقوة تكبير  $\times 10$  وابحث عن الخلية الطلائية **cell epithelial Squamous**
- 5- . ثم شاهد بتكبير أعلى لرؤية تفاصيل أكثر وضوحاً .



شكل يوضح الخلايا الطلائية لبطانة الفم **cell epithelial Squamous**

## دراسة خلايا بدائية النواة (البكتيريا) باستخدام المجهر الضوئي

## المواد والأدوات

1. مجهر ضوئي.
2. شرائح زجاجية (Microscope slides)
3. أغطية شرائح (Cover slips)
4. مسحة قطنية معقمة.
5. صبغة ميثيلين الأزرق أو كريستال البنفسجي.
6. ماء مقطر.
7. مناديل ورقية أو مناشف ورقية (لإزالة السوائل الزائدة).

## طريقة العمل

1. **أخذ العينة**: يتم استخدام المسحة القطنية المعقمة لجمع عينة صغيرة من البكتيريا وذلك من خلال الحصول على العينة من سطح نظيف مثل طاولة .
2. **تحضير الشريحة**: نشر العينة على شريحة زجاجية بحيث تشكل طبقة رقيقة.
3. **إضافة الصبغة**: يتم إضافة قطرة صغيرة من صبغة الميثيلين الأزرق أو كريستال البنفسجي على العينة لتحديد شكل البكتيريا عن طريق تلوينها. ومن ثم يتم ترك الصبغة لمدة دقيقة واحدة تقريريا حتى تتغلغل في العينة.
4. **إزالة الصبغة الزائدة**: يتم غسل الشريحة بطف باستخدام بعض قطرات من الماء المقطر لإزالة الصبغة الزائدة، مع الحرص على عدم إزالة العينة. بعدها يتم استخدام منديلا ورقيا لامتصاص أي ماء زائد حول العينة.
5. **تغطية العينة**: يتم وضع Slide cover بعناية فوق العينة لتجنب تشكيل فقاعات هواء.

6. فحص العينة تحت المجهر: ضع الشريحة على المجهر وابداً بالفحص بقوة تكبير منخفضة  $(10\times)$  لتحديد موقع العينة، ثم زد التكبير إلى  $40\times$  أو أعلى لمشاهدة تفاصيل شكل الخلايا البكتيرية.

**أشكال البكتيريا المختلفة:**

- العصوية (طويلة ورفيعة) .bacilli
- الكروية (دائيرية) cocci
- اللولبية (حلزونية) . spirochetes

